

ESSENTIALS guanti da esame in nitrile

Maggiore aderenza e protezione.



NOVITÀ



Per ordinare visitare il sito:
www.dentaltrey.it

 **essentials**
everyday supplies. everyday value.

ESSENTIALS

guanti da esame in nitrile

- ✓ Le punte delle dita microtesturizzate garantiscono una presa sicura su strumenti e materiali
- ✓ Il polsino con bordino impedisce lo scivolamento, spessore di 0,07 mm sulle dita e 0,05 mm sul palmo
- ✓ Senza talco per ridurre il rischio di sensibilità cutanea e respiratoria
- ✓ Design morbido, confortevole e ambidestro
- ✓ Monouso
- ✓ Non sterili
- ✓ Non realizzati con lattice di gomma naturale



DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE 1
CONFORME AL REGOLAMENTO UE N. 2017/745
SUI DISPOSITIVI MEDICI (MDR)
E ALLE NORME EN 455-1/2/3/4 E ASTM D6319 • AQL 1,5



Guanti da esame in nitrile Essentials (Blu)

XS	confezione da 100 pezzi	(10067357)
S	confezione da 100 pezzi	(10067358)
M	confezione da 100 pezzi	(10067359)
L	confezione da 100 pezzi	(10067360)
XL	confezione da 100 pezzi	(10067361)



Per ordinare visitare il sito:
www.dentaltrey.it

 **essentials**
everyday supplies. everyday value.