



ceramill® motion air

New 2026



»Dimensioni compatte,
prestazioni eccezionali.«



AMANN GIRSBACH

DENTISTRY UNIFIED



Amann Girrbach mozzafiato

La qualità non è mai stata così accessibile.

Il nuovo Ceramill Motion Air stabilisce nuovi standard nella tecnologia CAD/CAM dentale. Il miglior rapporto qualità-prezzo unito a una precisione strabiliante apre una nuova dimensione e accessibilità al mondo dei restauri dentali.

Il nostro design più compatto di sempre.
L'ingombro ridotto combinato con un ampio display touch garantisce una perfetta integrazione in qualsiasi laboratorio o studio dentistico. Fedele al motto: Plug&Mill, la macchina necessita solo di un alimentatore standard grazie al suo compressore integrato e con un consumo energetico molto basso.

Highest Amann Girrbach precision.
Grazie all'innovativa tecnologia a 5 assi, al montaggio con morsetto a C e alla qualità altamente innovativa proveniente dall'Austria, anche i lavori di fresatura più complessi possono essere eseguiti in modo affidabile e preciso.

Intelligente e connessa.
Che si tratti dell'antenna Wi-Fi integrata, della fotocamera o della connessione all'app, la nuova Ceramill Motion Air non è solo all'avanguardia nel suo segmento, ma anche un vero pioniere in termini di connettività. Dalla calibrazione automatica e dai flussi di lavoro guidati al concetto aperto di materiali e utensili, la macchina soddisfa tutti i requisiti. Con l'innovativo mandrino AeroDust, sia l'utensile che il pezzo rimangono sempre privi di polvere di zirconio.



Amann Girrbach è sinonimo di qualità e innovazione. Abbiamo combinato entrambe queste caratteristiche nella nostra nuova fresatrice per dentisti e laboratori odontotecnici.

Jürgen Kiesel, CEO Amann Girrbach



Con la nostra ultima aggiunta alla famiglia, abbiamo reso la massima precisione ed efficienza più accessibili che mai.

Falko Noack, Vice President Research & Development



Che si tratti di un'efficiente macchina da laboratorio o di uno strumento per restauri diretti nello studio dentistico, Motion Air è il partner perfetto.

Abdo Salem, Vice President Marketing & Services

»Quando meno è meglio
– un complemento
ideale alla nostra sala
di fresatura.«


Patrick Dental Ceramic Arts, Singapore



La scelta giusta per dentisti e laboratori.

Il nuovo Ceramill Motion Air è stato sviluppato appositamente per la fresatura a secco, con l'obiettivo di eseguire questa operazione con una precisione e una velocità straordinarie.

I materiali lavorabili sono zirconio, PMMA, composito, cera e PEEK. Ciò è reso possibile dall'alta qualità a 5 assi e dal supporto C-Clamp integrato. Il supporto C-Clamp per grezzi standard da 98 mm, combinato con l'adattatore opzionale per un massimo di tre blocchi con il mandrino standard, offre la massima flessibilità nella scelta dei materiali.



Tutto ciò che serve è un'alimentazione elettrica convenzionale per iniziare a utilizzare la macchina. Una vera esperienza plug-and-mill. Con il suo compressore integrato, la telecamera, l'antenna Wi-Fi, l'opzione di calibrazione automatica, i flussi di lavoro guidati e aperti, non solo l'integrazione e la configurazione sono semplicissime, ma lo è anche il lavoro quotidiano con la macchina. Precisione, efficienza, velocità, un design compatto e moderno rendono il nuovo Ceramill Motion Air il partner perfetto per gli studi dentistici e i laboratori, offrendo un milione di possibilità nel campo dei restauri dentali.

Caratteristiche principali della macchina in sintesi.

Portate la vostra redditività a un nuovo livello con Ceramill Motion Air e create nuove opportunità. Efficienza e precisione in perfetta armonia! Grazie ai componenti di alta qualità e alla struttura robusta, la vostra macchina rimarrà pronta all'uso più a lungo e non comporterà quindi costi di riparazione/manutenzione regolari. Ceramill Motion Air si distingue non solo in termini di prestazioni e accessibilità, ma anche in termini di design.

Il suo basso consumo energetico, il compressore integrato e il nuovo concetto di mandrino supportano un funzionamento rispettoso dell'ambiente.

E con il suo design compatto, Ceramill Motion Air si adatta perfettamente al tuo laboratorio o alla tua clinica senza occupare spazio prezioso.

Elevato standard di qualità di fresatura

Standard Amann Girrbach consolidato per la fresatura a secco di materiali.

Intuitive and easy to use

Guided workflows, maintenance reminders on the 10inch Touch Display and a clever tool management.

Connected

Monitoraggio della produzione con il tuo smartphone tramite l'app Ceramill GO e la connessione Wi-Fi.

Aperto e flessibile

Supporto singolo da 98 mm con concetto di adattatore per blocchi. Aperto per utensili da 3 mm.

Facile manutenzione

Calibrazione automatica opzionale e, se necessario, il mandrino può essere sostituito senza l'intervento di un tecnico.

Facile da configurare e autonoma nel funzionamento

Libertà di installazione, Plug&Mill. Qualità dell'aria garantita grazie al compressore integrato.

ceramill® motion air

Display touch integrato da 10"
per un'interazione più semplice con l'utente

Compressore integrato
per un'elevata qualità dell'aria compressa indipendente

Alta qualità Fresatura a secco a 5 assi

Mandrino AeroClean
garantisce un'area di lavoro priva di polvere

Telecamera integrata
per servizi di assistenza e manutenzione a distanza.

Portautensili aperto
Holder fino a 12 utensili di fresatura

Supporto C-Clamp
Supporti per grezzi standard 98 mm e blocchetti. Garantisce flessibilità e libertà nella scelta dei materiali.

App connessa
connessione a dispositivi mobili



12 utensili



fresatura a secco




scolpitura



antenna WiFi integrata

Dettagli tecnici



Technical Data

Dimensioni P / L / A	470 x 525 x 645 mm
Peso	54 kg
Carico elettrico collegato	100-230V / 50-60 Hz
Potenza mandrino	290 / max. 800 W
Velocità motore	60.000 r/min
Spindle Torque	13.5
Diametro pinza	3 mm
Assi controllati	5
Campo di applicazione	Fresatura a 5 assi (a secco)
Sistema di telecamere	telecamera integrata

Dettagli dell'ordine e consegna

Dettagli dell'ordine Ceramill Motion Air

	Descrizione	N. Art.
Macchina	Ceramill Motion Air	181340
Accessori	Auto calibrazione Motion Air	181349
	Pannello portautensili Motion Air	181348
	Magazzino utensili Motion Air	180598
	Pinza Motion Air	180595
	Chiave dinamometrica per pinze Sycotec	181250
	Set di pulizia mandrino Sycotec	179313
	Tubo di aspirazione Motion Air	181344
	Schermo di aspirazione Motion Air	180601
	Comfort package Motion Air – componenti	181347
	Eyoyo EY-015 wireless barcode scanner	
	Spazzola per la pulizia	
	Spazzola piatta	
	Cacciavite dinamometrico	
	Tubo di aspirazione	
Holder	Holder porta blocchi Motion Air	181346
Estrazione	Renfert Silent Compact CAM	178820

Contenuto della fornitura

Fresatrice	Ceramill Motion Air
CAM-Software	Match 2.0-Software (opzionale)
Sistemi di supporto	Holder C-Clamp Motion Air (integrato nella macchina)
Accessori	Kit di manutenzione mandrino, kit di calibrazione manuale Caliper, pannello portautensili, adattatore di estrazione, schermo di aspirazione, panno in spugna, cavo di alimentazione, cavo di rete, cavo USB, manuale utente (digitale)
Accessori raccomandati	Renfert Silent Compact CAM, kit di autocalibrazione Motion Air, chiave dinamometrica per pinza Sycotec, Blocchi portapezzo Motion Air


Assistenza & formazione ai massimi livelli

AG Academy


Le continue innovazioni di prodotto, i frequenti eventi di formazione e i suggerimenti dei nostri clienti partner ci hanno portato a fondare l'AG Academy.

Offriamo sia corsi in presenza presso i nostri centri di formazione in Austria, Germania, Libano, Singapore, Brasile e Stati Uniti, sia, naturalmente, corsi online dal vivo e webinar on demand disponibili in qualsiasi momento e ovunque.

Lo sviluppo continuo e l'attenzione alle tematiche e alle esigenze attuali rendono la nostra AG Academy unica e offrono un valore aggiunto duraturo ai nostri partner.



Panoramica dei servizi offerti da AG Academy



AG-Academy: corso presso il training center, corsi di formazione online.

Un servizio di classe unico nel suo genere

Flessibile, personalizzato e secondo necessità.

Che si tratti di consulenza specialistica, soluzioni personalizzate o assistenza flessibile quando necessario, i servizi completi di Amann Girrbach garantiscono un flusso di lavoro ottimale. E tutto questo in tutto il mondo. Le esigenze e i requisiti individuali dei nostri clienti hanno sempre la massima priorità. Ecco perché i pacchetti di assistenza Amann Girrbach possono essere completamente configurati per soddisfare requisiti specifici.

Applicando il principio del mix and match, i singoli moduli relativi a software, helpdesk, manutenzione, ricambi e riparazioni possono essere combinati per formare un pacchetto complessivo personalizzato.

Le licenze software possono essere noleggiate o acquistate a seconda delle preferenze. Un ulteriore punto di forza del servizio sono i contratti di assistenza helpdesk flat, applicabili a tutte le macchine Amann Girrbach. Ciò garantisce un flusso di lavoro regolare lungo l'intero processo lavorativo e assicura la massima efficienza.

Grazie al collegamento ad AG.Live, i clienti beneficiano di una gestione automatizzata degli ordini, tempi di consegna brevi e una panoramica diretta dei prezzi. Un altro punto di forza è l'ampia gamma di training di formazione tecnica e di assistenza che Amann Girrbach offre ai propri rivenditori in tutto il mondo.

Perché Amann Girrbach? Innovazione al servizio del vostro flusso di lavoro sostenibile



AG-Headquarter Maeder, Austria

La nostra sede centrale nella Valle del Reno austriaca riflette il nostro naturale impegno verso la sostenibilità. Circondato da foreste, prati e montagne, il Vorarlberg ispira l'innovazione, guadagnandosi la reputazione di "Silicon Valley delle Alpi" e guidando l'Europa nelle domande di brevetto pro capite.

Noi di Amann Girrbach ci impegniamo quindi per un uso efficiente e responsabile dell'energia e delle materie prime, nonché per una produzione compatibile con l'ambiente.



AMANNGIRRBACH

Informazioni su Amann Girrbach

Precursore della tecnologia dentale CAD/CAM, Amann Girrbach è uno degli innovatori leader e dei fornitori preferiti di servizi completi nella protesica dentale digitale. Con un alto livello di competenza nello sviluppo e un coerente orientamento al cliente, l'azienda offre avanzati prodotti e soluzioni di workflow. Accanto a innovative soluzioni di scansione e di produzione, in cui i sistemi software e la piattaforma in cloud AG.Live svolgono un ruolo centrale, l'assortimento aziendale è completato da materiali di alta qualità, una solida assistenza tecnica con helpdesk disponibile a livello globale e offerte di formazione e di training. L'azienda

vanta una clientela formata da studi odontoiatrici, laboratori di studi e laboratori odontotecnici in circa 100 paesi. Il rispetto di un elevato standard di qualità e la sostenibilità sono criteri di creazione di valore determinanti per Amann Girrbach, per questo motivo l'azienda ha scelto di posizionare l'intera attività di sviluppo e di produzione presso la sede principale di Mäder in Austria. Inoltre, Amann Girrbach possiede filiali commerciali a Pforzheim (Germania), Verona (Italia), Jossigny (Francia), Charlotte (Stati Uniti), Singapore (città), Curitiba (Brasile), Pechino (Cina) e collaborazioni a Kyoto (Giappone) e Beirut (Libano).



Saremo lieti di fornirvi anche consulenza personalizzata. Contattateci!

Sul nostro sito web trovate ulteriori informazioni sulle nostre sedi e i nostri recapiti per contattarci rapidamente.

→ bit.ly/ag-contact

