

SURGY AES

Il lettino professionale definitivo per la medicina estetica

Perché meriti l'eccellenza dei dispositivi medicali!



TECN+CARE
ERGONOMIC SOLUTIONS



SURGY AES

SURGY AES by Tecnocare è un lettino premium a due sezioni, progettato per la medicina estetica e per studi medici di nuova generazione. Interamente progettato e realizzato in Italia, rappresenta la sintesi tra tecnologia medica, design ricercato e qualità artigianale.

Sviluppato come dispositivo medico certificato, **SURGY AES** ottimizza l'ergonomia dell'operatore, migliora il comfort del paziente e rafforza il posizionamento professionale dello studio.

La struttura a due sezioni integra foro viso con cuscino copriforo, tappezzerie realizzate a mano e regolazioni elettriche fluide di altezza, inclinazione dello schienale e posizione Trendelenburg, gestibili tramite pulsantiera e/o pedaliera.

Le barre laterali porta strumenti e il supporto rotolo aumentano la funzionalità operativa, mentre le ruote con sistema di bloccaggio a pedale consentono agevoli spostamenti all'interno della sala.

La disponibilità di accessori opzionali — tra cui lampade medicali ed estetiche e comando a pedale esterno — insieme a diverse finiture di similpelle, permettono una configurazione su misura in funzione del flusso di lavoro e del design dello studio.

Con **SURGY AES**, Tecnocare combina eccellenza manifatturiera italiana, tecnologia certificata e design distintivo, contribuendo a migliorare le performance cliniche e a valorizzare l'esperienza del paziente.



Telecomando



Portarotolo di carta



Foro viso con cuscino rimovibile



Ruote retraibili e bloccabili



Pedaliera



Barre portastrumenti laterali



Lampada direzionale compatta

CARATTERISTICHE TECNICHE

Altezza minima	mm	690
Altezza massima	mm	1090
Inclinazione schienale	°	0 / +73
Larghezza tappezzeria	mm	570
Lunghezza tappezzerie totale	mm	1900
Peso netto approssimativo	Kg	90
Capacità max di sollevamento	Kg	250
Trendelenburg	°	13
Classificazione		I

TECNOCARE
ERGONOMIC SOLUTIONS

Tecnodent S.r.l. Via 63° Brigata Bolero, 24 – 40033 Casalecchio di Reno (BO), Italy
Tel. +39 051 6131143 – info@tecnocare.it – www.tecnocare.it