



SELTEC
M E D I C A L

Sinergia
di
Soluzioni

WORLD'S #1
MICRONEEDLING
COMPANY

Dermapenw

Lo standard d'oro del microneedling

Più di dieci anni fa,
DermapenWorld™ ha portato
il Dermapen™ originale
Da allora, la nostra rete di fornitori
ha fornito oltre 5 milioni di
trattamenti Dermapen™ in tutto il
mondo.



DermapenWorld™ ha rivoluzionato
il microneedling e ha aiutato
le persone a ottenere una pelle
più liscia e luminosa.



Dermapenworld
ORIGINAL TRUSTED
AUSTRALIAN

12 Motivi per scegliere **Dermapen 4**

Sicurezza



Gestione anticontaminazione™ (ACM™)

Sicurezza e protezione senza pari: impedisce il reflusso del fluido, elimina la contaminazione incrociata e garantisce un'esperienza priva di resistenza.



Cartuccia di aghi RFID incorporata

Garantisce sicurezza e affidabilità: tecnologia di calibrazione automatica per una penetrazione precisa e costante dell'ago.



Valvole di ritenzione AOVN™

Sicurezza di penetrazione ottimizzata: rilascio dell'aspirazione regolato per evitare il trascinamento, consentendo una maggiore efficienza di penetrazione.



Technologia Advanced Oscillating Vertical Needle™ (AOVN™)

Sicurezza e precisione superiori: gli aghi oscillano con un movimento ascendente e discendente, migliorando la velocità, la precisione e la sicurezza.

Precisione



Design rivoluzionario della cartuccia a 16 aghi

Maggiore precisione e risultati: crea più canali di ringiovanimento mentre scivola dolcemente sulla pelle, garantendo il comfort del paziente.



Display digitale con impostazioni procedurali integrate "one touch"

Controllo di precisione senza sforzo: regolazione della profondità, della velocità e delle impostazioni di trattamento con la semplice pressione di un pulsante per ottenere risultati ottimali.



Impostazione del trattamento delle cicatrici

Trattamento mirato di precisione: raggiunge una profondità massima di 3 mm con calibrazione automatica per regolazioni precise di velocità e profondità.



Ergonomic Design

Manipolazione di precisione: manopola leggero e resistente con meccanismo di facile presa per un maggiore controllo e precisione.

Qualità



Connettività Bluetooth

Garanzia di qualità senza soluzione di continuità: gestione automatizzata della garanzia, aggiornamenti e assistenza per un'esperienza sempre superiore.



Funzionamento a doppia alimentazione

Flessibile e affidabile: scegliete tra la comodità del cordless o una fonte di alimentazione fissa per soddisfare le vostre esigenze.



Garanzia estesa*

Qualità superiore e tranquillità a lungo: godete di una garanzia completamente trasferibile che copre parti e manodopera, salvaguardando il vostro investimento.



Supporto al marketing visuale

Visibilità premium ottenere l'accesso prioritario al nostro elenco di cliniche, che vi aiuterà ad attirare più pazienti e a far crescere il vostro studio.

*si applicano i termini e le condizioni.



Sistema completo per la cura della pelle

Preferito dai principali esperti della pelle di tutto il mondo

Noi di DermapenWorld™ crediamo fermamente che tutti meritino la migliore pelle possibile.

Abbiamo dedicato anni alla ricerca, all'innovazione e al perfezionamento di soluzioni che offrono risultati concreti. Il nostro obiettivo è quello di fornirvi gli strumenti per gestire la pelle dei vostri pazienti.

La nostra Sinergia di Soluzioni è un sistema completo per la cura della pelle. Combinando la potenza di Dermapen 4™ con i benefici degli ingredienti accuratamente selezionati di Dp Dermaceuticals™, la nostra gamma di prodotti è adatta per la cura di tutti i tipi di pelle e per tutti i problemi.

Questo approccio olistico garantisce l'ottimizzazione delle condizioni della pelle dei pazienti.

Dp Dermaceuticals™ è una gamma di trattamenti pluripremiata, creata esclusivamente per migliorare tutti i tipi e le condizioni della pelle.

Basandosi su anni di ricerca e sostenuta da scoperte scientifiche, Dp Dermaceuticals™ presenta linee professionali e cliniche e prodotti adatti all'uso domestico e in clinica. Unisciti ai principali specialisti della cura della pelle e fai parte della rivoluzione di DermapenWorld™.

La gamma completa comprende:

- ✓ Tutto ciò che serve per una routine di cura della pelle due volte al giorno, dalla pulizia al nutrimento, alla correzione, all'idratazione e alla protezione.
- ✓ Prodotti di alta qualità con potenti principi attivi per risolvere i problemi della pelle durante i trattamenti professionali.
- ✓ Opzioni di livello superiore per potenziare il ringiovanimento della pelle con la Light Therapy LED e le maschere 3D Sculptured.

Siete pronti a riscrivere la pelle dei vostri pazienti?

Soluzioni DermapenWorld™



DISPOSITIVO Dermapen 4™

Non c'è paragone con Dermapen 4™: è il dispositivo di microneedling più avanzato disponibile, che offre le procedure di microneedling più rapide. I pazienti godono di un maggiore comfort e di risultati rapidi e superiori. È possibile modificare facilmente la velocità e la profondità per ridurre l'aspetto di un'ampia gamma di condizioni della pelle, del cuoio capelluto e della caduta dei capelli.



PROTOCOLLI PROFESSIONALI ÜBER Peels, MG-Collection, Back-Bar Sizes and more

I Dp Dermaceuticals™ sono una parte non negoziabile del trattamento Dermapen™. I prodotti completano e migliorano le procedure di microneedling Dermapen™. Approvati da migliaia di professionisti in tutto il mondo per l'infusione sicura nella pelle. Le Back-Bar di dimensioni commerciali hanno un valore eccellente, ideale per aree di trattamento più ampie come schiena e torace, mentre la Meso-Glide Collection da 5 ml offre una potenza di grado medico mirata a condizioni specifiche.

L'offerta di upgrade include ÜBER Peels o maschere scolpite che possono essere incorporate in pacchetti più lussuosi.



CURA DOMICILIARE Dp Dermaceuticals™ Skincare Range

Tutti i nostri prodotti sono stati studiati per funzionare in perfetta armonia tra loro per l'uso quotidiano e durante le procedure di microneedling cliniche e domiciliari. La nostra combinazione di principi attivi appositamente formulati e la più recente scienza della pelle consentono di ottenere risultati ottimali.

Persone reali. Risultati reali

Acne/Problematica



PRIMA

DOPO



Ambulatoriale

MG-CLR™
MG-EXO-SKIN



Domiciliare

EXO SKIN™ SERUM

INGREDIENTI PERFORMANTI:

Esosomi, Acido ialuronico, Complesso di Ceramidi A (x5), Complesso di Peptidi A (x13), Polipeptidi, Vitamina C (x5), Vitamina B3 (x8).

AREE DI TRATTAMENTO	PROFONDITÀ
Fronte	0.3 mm
Mento e mascella	0.5 mm
Guance	0.7 mm
Naso	0.4 mm
Periorbitaria	0.2 mm
Periorale	0.4 mm

4 - 6 SEDUTE OGNI 2 - 4 SETTIMANE



Oppure

Tri-Phase cleanser
Clinic Prep +180ml

Cicatrici



PRIMA

DOPO



Ambulatoriale

MG-R.A.S™
MG-EXO-SKIN



Domiciliare

EXO SKIN™ SERUM

INGREDIENTI PERFORMANTI:

Esosomi, Acido ialuronico, Complesso di Ceramidi A (x5), Complesso di Peptidi A (x13), Polipeptidi, Vitamina C (x5), Vitamina B3 (x8).

AREE DI TRATTAMENTO	PROFONDITÀ
Collo	0.3 - 0.6 mm
Mento e mascella	1.0 - 1.25 mm
Guance	1.25 - 1.5 mm
Naso	0.7 mm
Periorale	0.7 mm
Schiena e Petto	1.5 - 2.0 mm
Spalle	1.5 - 2.0 mm

4 - 8 SEDUTE OGNI 6 - 8 SETTIMANE

Pigmentazione



PRIMA

DOPO



Ambulatoriale

MG-EXO-SKIN™



Domiciliare

EXO SKIN™ SERUM

INGREDIENTI PERFORMANTI:

Esosomi, Acido ialuronico, Complesso di Ceramidi A (x5), Complesso di Peptidi A (x13), Polipeptidi, Vitamina C (x5), Vitamina B3 (x8).

AREE DI TRATTAMENTO	PROFONDITÀ EPIDERMIDE	PROFONDITÀ EPIDERMIDE + DERMA
Collo	0.3 mm	0.4 mm
Mento e mascella	0.25 mm	0.7 - 0.8 mm
Guance	0.7 mm	1.0 mm
Naso	0.4 mm	0.5 mm
Periorbitaria	0.2 mm	0.3 mm
Periorale	0.4 mm	0.5 mm

1 - 2 SEDUTE OGNI 4 SETTIMANE

La nostra sinergia di soluzioni può aiutarvi a trasformare la pelle dei vostri pazienti.

Abbiamo soluzioni clinicamente testate per una moltitudine di condizioni della pelle.

Skin Ageing & Sun Damage



Ambulatoriale
MG-EXO-SKIN™



Domiciliare
EXO SKIN™ SERUM

**INGREDIENTI
PERFORMANTI:**

Esosomi, Acido ialuronico,
Complesso di Ceramidi A (x5),
Complesso di Peptidi A (x13),
Polipeptidi, Vitamina C (x5),
Vitamina B3 (x8).

AREE DI TRATTAMENTO	PROFONDITÀ
Collo / Fronte	0.5 - 0.6 mm
Mento e mascella	1.0 -1.25 mm
Guance	1.25 - 1.5 mm
Naso	0.7 mm
Periorbitaria	0.3 - 0.4 mm
Periorale	0.7 mm

1 - 2 SEDUTE OGNI 4 SETTIMANE

Rosacea



Ambulatoriale
MG-EXO-SKIN™



Domiciliare
EXO SKIN™ SERUM

**INGREDIENTI
PERFORMANTI:**

Esosomi, Acido ialuronico,
Complesso di Ceramidi A (x5),
Complesso di Peptidi A (x13),
Polipeptidi, Vitamina C (x5),
Vitamina B3 (x8).

AREE DI TRATTAMENTO	PROFONDITÀ
Collo / Fronte	0.5 - 0.6 mm
Mento e mascella	1.0 -1.25 mm
Guance	1.25 - 1.5 mm
Naso	0.7 mm
Periorbitaria	0.3 - 0.4 mm
Periorale	0.7 mm

1 - 2 SEDUTE OGNI 4 SETTIMANE

MG-Collection

I Meso-Glides™ di Dp Dermaceuticals™ di livello professionale sono sieri ad alte prestazioni contenenti potenti principi attivi.

Progettati per essere utilizzati durante il microneedling in clinica, accelerano i risultati per condizioni cutanee specifiche.



MG-R.A.S.™

Per aiutare a "invertire l'invecchiamento e cicatrici" (R.A.S.).

INGREDIENTI PERFORMANTI:

Vitamina A (Retinaldeide),
Vitamina E,
Estratto di Centella Asiatica,
Peptidi di Rame.



MG-CLR™

Progettato per aiutare a schiarire la pelle e ad affrontare i problemi della pelle.

INGREDIENTI PERFORMANTI:

Niacinamide,
Estratto di Boswellia Serrata,
Radice di Liquirizia,
Estratto di Miele,
Acido Cogico Dipalmitato,
Vitamina C, Oligopeptide-10.



MG-EXO-SKIN™

Il massimo per la rigenerazione della pelle. Favorisce la naturale riparazione cellulare.

INGREDIENTI PERFORMANTI:

Acido Ialuronico (HylaFuse™ 35mg/ml), Idrossiapatite (Calfasomi), Vitamina B e C, Zinco, ComplexA di Cermamidi e Amminoacidi, Polipeptidi e Proteine.

Über Peels

La nuova evoluzione del peeling chimico

I peeling ÜBER sono una soluzione all-in-one che offrirà fantastici benefici ai vostri pazienti e al vostro studio.

I peeling chimici possono essere problematici e con una breve durata di conservazione possono portare a sprechi, intaccando i vostri margini di profitto.

I peeling ÜBER sono sicuri ed efficaci: una svolta per la vostra attività. ÜBER Peels racchiude tutto, così non sono più necessarie soluzioni complicate per ottenere risultati.

- ✓ dopo il microneedling
- ✓ per migliorare l'aspetto di molteplici problematiche.

Formulati per essere utilizzati come parte di un trattamento Dermapen™ o come potente procedura clinica a sé stante, gli ÜBER Peels devono essere applicati solo da personale qualificato e autorizzato.

PEEL ALL-IN-ONE

Pensate a questo prodotto come alla vostra **SOLUZIONE UNIVERSALE PER IL PEELING:**

- ✓ Anti-età/Danni da sole
- ✓ Pigmentazione/Melasma
- ✓ Acne
- ✓ Cicatrici

E molto altro ancora...



ÜBER PRO™

Questo peeling professionale è stato progettato esclusivamente per potenziare i risultati delle procedure di microneedling, ma agisce anche come efficace peeling autonomo.

La sua speciale miscela di principi attivi di trattamento aumenta il turnover cellulare e affronta i segni dell'invecchiamento, le discromie, l'iperpigmentazione, il melasma, le millie e l'acne. Adatto per la pigmentazione, i danni del sole, invecchiamento e pelle problematica e sicuro su qualsiasi colore di pelle.

INGREDIENTI PERFORMANTI:

Acido Mandelico, Acido Lattico, Acido Piruvico, Acido Ialuronico, Acido Gogico Dipalmato, Retinaldeide, Acido Ferulico, Arbutina, Peptidi di Rame, Niacinamide



MG-EXO-SKIN™

Fa parte della nostra collezione MG. Progettato per integrare le procedure di microneedling in clinica e mesoterapia.

INGREDIENTI PERFORMANTI:

Acido ialuronico (HylaFuse™ 35mg/ml), Idrossiapatite (Calfasomi), Vitamina B e C, Zinco, Ceramide ComplexA e Amminoacidi, Polipeptidi e Proteine.



EXO-SKIN™ SERUM

Un siero non negoziabile due volte al giorno per il post-operatorio e l'assistenza domiciliare continua da parte dei pazienti.

INGREDIENTI PERFORMANTI:

Esosomi, Acido ialuronico, Ceramide ComplexA (x5), Peptide ComplexA (x13), Polipeptidi, Vitamina C (x5), Vitamina B3 (x8).



EXO-SKIN™ MOISTURISER

EXO-SKIN™ MOISTURISER è il complemento perfetto di EXO-SKIN™ SERUM per garantire un'idratazione e un ringiovanimento intensificati e di lunga durata.

INGREDIENTI PERFORMANTI:

Fattori di crescita e proteine, Complesso di aminoacidi, Complesso di peptidi, Complesso di ceramidi, Acido ialuronico, Complesso di vitamine B, Altre vitamine, Adenosina, Glicirrizato dipotassico, Estratto di Centella Asiatica, Burro di karité (Butyrospermum Parkii), Estratti di pianta di Hasuo.

Andare oltre la superficie della pelle...

Scoprite la risposta anti-età alla cura dei capelli.

DermapenWorld™ è rinomata a livello internazionale per la sua esperienza nel campo della pelle. La nostra gamma di dispositivi per il microneedling, di altissimo livello, è la pietra miliare della nostra sinergia di soluzioni. Andiamo oltre la superficie della pelle per affrontare diversi problemi a un livello più profondo, e lo stesso vale per i capelli.

Eleva la tua attività con DermapenWorld™



Riconoscimento di fornitore autorizzato di trattamenti (ATP)

Solo i fornitori di Dermapen 4™ sono riconosciuti come ufficiali DermapenWorld™ ATP. Dermapen™ è il dispositivo di microneedling originale, più affidabile e leader a livello mondiale.



ATP-Zone

Un polo informativo esclusivo per gli ATP. È la destinazione unica per il supporto tecnico e le risorse di marketing, compresi articoli, video tutorial e FAQ.



Supporto clinico e protocolli

Durante il tuo percorso con DermapenWorld™, ti forniremo tutto il supporto necessario e i protocolli da seguire per massimizzare i risultati e garantire la sicurezza del paziente.



Rete globale

Siamo globali! La nostra rete di distributori autorizzati si estende in oltre 70 paesi.



Elenco gratuito - Trova una clinica

Gli ATP sono elencati gratuitamente su "Trova una clinica di DermapenWorld™", rendendo più facile per i pazienti della vostra zona scoprirli.



La conoscenza è potere

Avrai accesso a una miriade di opportunità di formazione approvate, molte delle quali condotte da esperti del settore medico.

Dermapenworld™

“ Dopo un solo trattamento, una parte dell'acne era scomparsa e molte protuberanze rosse e infiammate erano diventate molto più tranquille e inesistenti.
- SAMI



Scansiona per saperne di più sulla storia di Sami

SELTEC
MEDICAL

IMPORTATORE UFFICIALE:
SELTEC MEDICAL srl - Via Marzabotto, 78
40050, Funo di Argelato (BO)

 seltecmedical.it  info@seltecmedical.it
 +39 051.66.47.284  @seltecpeople

 HENRY SCHEIN®
Krugg

 **dental trey**
A HENRY SCHEIN® COMPANY

