

Guanti da esame in lattice senza talco

**Confortevoli,
affidabili e
facili da indossare**



NOVITÀ!




Ordina oggi stesso su
HENRYSCHEIN.IT

 **essentials**
everyday supplies. everyday value.

Guanti da esame in lattice senza talco

- ✓ Senza talco per ridurre il rischio di dermatiti allergiche
- ✓ Clorinati per ridurre l'attrito e facilitare la calzatura
- ✓ La punta delle dita microtesturizzata migliora la presa e il controllo
- ✓ Lunghezza del polsino 2,40 cm, spessore sul palmo 0,05 mm
- ✓ Realizzati con lattice di gomma naturale
- ✓ Prodotti con il 100% di energia rinnovabile e materie prime sostenibili
- ✓ Non sterili
- ✓ Ambidestro



DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I CONFORME AL REGOLAMENTO
EU 2017/745 RELATIVO AI DISPOSITIVI MEDICI E CONFORME
ALLE NORME EN 455-1/2/3/4 E ASTM D3578



Guanti da esame in lattice senza talco

MISURA	QUANTITÀ	CODICE ARTICOLO
XS	100/scatola	09 50441
S	100/scatola	09 50442
M	100/scatola	09 50443
L	100/scatola	09 50444
XL	100/scatola	09 50445



Ordina oggi stesso su
HENRYSCHEIN.IT


everyday supplies. everyday value.