

Special Trey **Laboratorio 2/26**

Offerte valide dal 28 settembre al 15 gennaio 2027



ZIRLUX® MILLING BURS

Scopri i codici



NOVITÀ

Frese CAD-CAM compatibili con:



PROMO
LANCIO
-50%



-50%



NEW

Resine per stampa **3D**

SCOPRI L'OFFERTA A PAG. 16



SCONTI FINO AL 50%
SU UNA VASTA GAMMA DI PRODOTTI

Scopri
tutte
le offerte!



Acquista in autonomia, velocemente
e quando vuoi tu su **www.dental Trey.it**
oppure contatta il tuo agente di zona.



BEGO

Mediloy® M-TI 5

Dischi in titanio privi di nichel, cadmio e berillio (875Mpa).
Diametro 98 mm con spalla.

Confezione da 1 disco

12 mm
€ 149,90

€ 97,44

16 mm
€ 180,90

€ 117,59

20 mm
€ 205,90

€ 133,84

14 mm
€ 159,90

€ 103,94

18 mm
€ 185,90

€ 120,84


22 mm
€ 209,90

€ 136,44



Scopri i codici

- 35%



SHOFU

ZR Lucent Supra

Dischi Multilayer a 5 strati composti da tre varianti di ossido di zirconio.
Diametro 98,5 mm.

Confezione da 1 disco

12 mm
€ 223,99

€ 201,59

14 mm
€ 238,99

€ 215,09

22 mm
€ 290,99

€ 261,89

16 mm
€ 258,99

€ 233,09

18 mm
€ 269,99

€ 242,99



Scopri i codici

- 10%



KULZER

Dima® Mill Shine

Dischi in zirconia monostrato (1.150Mpa).
Diametro 98,5 mm.

Confezione da 1 disco

14 mm
€ 154,00

€ 130,90

22 mm
€ 204,00

€ 173,40

18 mm
€ 174,00

€ 147,90


25 mm
€ 224,00

€ 190,40



Scopri i codici

- 15%



Dima® Mill Multi

Dischi in zirconia multistrato.
Diametro 98,5 mm.

Confezione da 1 disco

14 mm
€ 179,00

€ 152,15

22 mm
€ 229,00

€ 194,65

18 mm
€ 209,00

€ 177,65


25 mm
€ 249,00

€ 211,65



Scopri i codici

- 15%



OFFERTE VALIDE FINO AL 15 GENNAIO 2027, SALVO ESAURIMENTO SCORTE.
I PREZZI SONO DA CONSIDERARSI IVA ESCLUSA E POSSONO SUBIRE VARIAZIONI.
GLI SCONTI SI INTENDONO ARROTONDATI ALLA CIFRA UNITARIA.

dental trey

A HENRY SCHEIN COMPANY

Dental Trey srl

Via Partisani, 3 - 47016 Fiumana - Predappio (FC)

Numero verde 800-751003 - e-mail: commerciale@dental Trey.it

www.dental Trey.it

Condizioni di vendita



Zirlux Complete

Zirconia multistrato ad alta resistenza con caratteristiche estetiche elevate per produrre manufatti di alta qualità.

Resistenza alla flessione 1.000 Mpa che consente una vasta gamma di applicazioni, dai restauri di singoli elementi a grandi riabilitazioni. Disponibile nelle 16 tonalità VITA.

Disco Ø 98,5 mm - Confezione da 1 disco

Misura h 10 mm

€ 143,99

€ 72,00

Misura h 12 mm

€ 172,99

€ 86,50

Misura h 14 mm

€ 186,99

€ 93,50

Misura h 16 mm

€ 217,99

€ 109,00

Misura h 18 mm

€ 229,99

€ 115,00

Misura h 20 mm

€ 242,99

€ 121,50

Misura h 22 mm

€ 256,99

€ 128,50

Misura h 25 mm

€ 282,99

€ 141,50

Scopri i codici »



Zirlux Esthetic TR

Zirconia multistrato altamente estetica e resistente

che presenta forza di transizione e traslucenza in tutto il disco.

Da una resistenza alla flessione di 1.000 Mpa lungo il bordo cervicale del disco passa a 727 Mpa sul bordo incisale dove è richiesta una maggiore traslucenza per abbinare l'estetica naturale.

Disponibile nelle 16 tonalità VITA.

Disco Ø 98,5 mm - Confezione da 1 disco

Misura h 12 mm

€ 189,99

€ 95,00

Misura h 14 mm

€ 207,99

€ 104,00

Misura h 16 mm

€ 233,99

€ 117,00

Misura h 18 mm

€ 261,99

€ 131,00

Misura h 20 mm

€ 278,99

€ 139,50

Misura h 22 mm

€ 294,99

€ 147,50

Misura h 25 mm

€ 312,99

€ 156,50

Scopri i codici »



Zirlux PMMA

Monolayer, Multilayer e Rosa venato

Progettati per integrarsi senza problemi nel flusso di lavoro provvisorio digitale e per fornire risultati duraturi e dall'aspetto naturale.

Adatto per corone temporanee, ponti e protesi digitali, Zirlux PMMA fornisce una soluzione affidabile per una qualità costante nei restauri.

Disco Ø 98,5 mm - Confezione da 1 disco

Monolayer

€ 35,00

€ 17,50

Multilayer

€ 70,00

€ 35,00

Rosa venato

€ 40,00

€ 20,00

Scopri i codici »



kuraray

Noritake

Un sistema, due soluzioni per ogni esigenza



Scopri i codici

-20%



Scopri i codici

-20%

KATANA™ Zirconia STML

Oltre la traslucenza. Dentro l'eccellenza.

La soluzione ideale per restauri ad alta valenza estetica come faccette e corone anteriori.

La sua progressione graduale di colore e traslucenza riproduce la vitalità ottica del dente naturale, garantendo profondità, luminosità e realismo.

Con la nuova tonalità NW (Natural White), offre una purezza cromatica naturale in perfetta armonia con CERABIEN™ MiLai.

KATANA™ Zirconia YML

Efficienza, precisione, stabilità.

La soluzione ideale per realizzare ponti monolitici, corone posteriori e strutture complesse, pensata per il laboratorio che cerca prestazioni superiori e flussi di lavoro ottimizzati. La sua stabilità termica e dimensionale, unita a una contrazione uniforme controllata, assicura precisione marginale, riproducibilità e tempi ridotti. Integrazione totale con CERABIEN™ MiLai, CZR™ FC Paste Stain e PANAVIA™ per un processo armonizzato e completo.

STML (scala colori VITA™) 14mm | 191,99 € | **153,59 €**

STML (scala colori VITA™) 18mm | 242,99 € | **194,39 €**

STML (scala colori VITA™) 22mm | 273,99 € | **219,19 €**

YML (scala colori VITA™) 14mm | 211,99 € | **169,59 €**

YML (scala colori VITA™) 18mm | 266,99 € | **213,59 €**

YML (scala colori VITA™) 22mm | 300,99 € | **240,79 €**

Kuraray Europe Italia S.r.l.

Telefono: 02/63471228 Email: dental-italia@kuraray.com Sito: www.kuraraynoritake.eu/it

facebook.com/KurarayNoritakeInLab facebook.com/KurarayNoritakeInClinic @ instagram.com/kuraraynoritakeitalia

Comunicazione riservata
al personale sanitario.

La longevità incontra
la naturalezza



Grandio blocs

Materiale ibrido in nano ceramica
per il sistema CAD / CAM

Low translucent (LT):

	LT A1	LT A2	LT A3	LT A3.5	LT C2
5 x No. 12	10069997	10056453	10055704	10057575	11342642
5 x No. 14L	10060386	10049970	10050347	10051906	10068874

€ 155,09 **€ 108,56**

High translucent (HT):


	HT A1	HT A2	HT A3	HT A3.5
5 x No. 12	10068875	10059642	10059643	10059644
5 x No. 14L	10057115	10050905	10054884	10057116

€ 155,09 **€ 108,56**



-30%

La longevità incontra
la naturalezza



Grandio disc multicolor

Simile al dente naturale:
materiale nano-ceramico ibrido

Altezza 15 mm,
ø 98 mm

	Cod.
A1	10068072
A2	10063400
A3	10066369
A3.5	10061829
B1	10068872
C2	10068873

€ 444,09

€ 399,68



-10%

Ufi Gel SC / Ufi Gel hard C

Materiale a base di silicone
polimerizzante a freddo per
ribasature morbide

disponibile
anche come
prodotto
singolo



-20%

Ufi Gel SC
Cartuccia 50 ml,
accessori
Cod. 10013799

€ 134,69
€ 107,75

Set cartuccia 50 ml,
adesivo flacone 10 ml,
+ accessori
Cod. 10011176

€ 250,49
€ 200,39

Ufi Gel hard C
Cartuccia 80 g,
accessori
Cod. 10007857

€ 170,09
€ 136,07

Set cartuccia 80 g,
adesivo flacone 10 ml,
+ accessori
Cod. 10006246

€ 287,69
€ 230,15

V-Print c&b temp

Resina fotopolimerizzabile per la
produzione generativa di provvisori
altamente estetici, a lungo termine



Flacone 500 g

	Cod.
A1	10064355
A2	10063337
A3	10064879
A3.5	10069993
B1	10069994
BL	10069995

€ 270,00 **€ 229,50**

-15%

V-Print splint 2.0

Resina fotopolimerizzabile per la
produzione generativa di mascherine
terapeutiche dentali



Flacone 1000 g clear
Cod. 10069996

€ 416,20 **€ 353,77**

-15%

IVOCLAR

IPS e.max ZirCAD Prime Esthetic

Dischi in zirconia (650-850Mpa).
Diametro 98,5 mm.

Confezione da 1 disco

14 mm
€172,99

€152,²³

20 mm
€216,99

€190,⁹⁵



Scopri i codici

16 mm
€196,99

€173,³⁵

x2
dischi
a scelta

-12%



DENTSPLY SIRONA

Dischi Multilayer PMMA

Dischi in PMMA stratificati
Diametro 98,5 mm.

Confezione da 1 disco

€106,99

€53,⁵⁰
cad.



Scopri i codici

x2
dischi
a scelta

-50%



VHF

Frese CAD/CAM

fino al
-28%

[1] Z100-R2D-40
Cod. 10058123

[2] Z200-R3D-40
Cod. 10058125

€75,99

€54,⁷¹



[3] G240-R-35
Cod. 10058505

[4] G100-R-35
Cod. 13007693

[5] U060-R-40
Cod. 13007504

€41,49

€31,¹²



[6] P200-R2-40
Cod. 10058128

€32,99

€23,⁷⁵



[7] Z200-R3D-40-T
Cod. 13012264

€82,99

€62,²⁴



FORMLABS

Resine FormLabs

-10%

Per modelli (Form3)
Confezione da 1 litro

Pesca - Cod. 10061289
Beige - Cod. 10057112

€140,99

€126,⁸⁹



Per modelli (Form4)
Confezione da 1 litro

Beige - Cod. 10064871

€130,99

€117,⁸⁹



Per dime chirurgiche (Form4)
Confezione da 1 litro

Trasparente - Cod. 10064852

€252,99

€227,⁶⁹



Draft (Form3)
Confezione da 1 litro

Grigio - Cod. 10062648
€143,99

€129,⁵⁹



Premium Teeth
Confezione da 1 litro

A2 Form 3 - Cod. 10064857
A2 Form 4 - Cod. 10064861

€548,99

€494,⁰⁹



Fast Model (Form4)
Confezione da 1 litro

Grigio opaco - Cod. 10064443
€100,99

€90,⁸⁹



FORMLABS

Resin Tank

-10%

Confezione da 1 pz.

Form3
Cod. 10058838

€140,99

€126,⁸⁹Form4
Cod. 50011592

€100,99

€90,⁸⁹

DWS

Precisa RD097

-10%

Resina per modelli dentali.
Colore pesca.

Confezione da 2 pz. da 165 gr cad.

Cod. 10066785

€93,99

€84,⁵⁹

SPINTRAY

Resine Sprinray

-15%

Die&Model 2

Confezione da 1 Kg

Gray Cod. 10062156
Tan Cod. 10062155

€154,99

€131,⁷⁴

Nightguard FLEX

Confezione da 1 Kg

Cod. 10065657

€445,99

€379,⁰⁹

Ceramic Crown - A3

3 capsule da 4 ml cad.

Cod. 10067467

€59,00

€50,¹⁵

Crown - A2

Confezione da 500 gr

Cod. 10062414

€566,99

€481,⁹⁴

ONX Tough 2

Confezione da 500 gr

A1 - Cod. 10067252

A2 - Cod. 10067253

€749,00

€636,⁶⁵

Resin Tank PR02 STD

Confezione da 1 pz.

Cod. 50011660

€350,00

€297,⁵⁰

KEYSTONE

KeyModel Ultra LIGHT GREY

Per modelli.

Confezione da 1 Kg

Cod. 13012242

€87,99

€74,⁷⁹

-15%



STRUCTO

Structomer Model-X

Per ortodonzia.

Tanica da 5 Kg

€1.100,00

€991,⁷³

-10%



KULZER

Moldabaster S

CLASSE II

Colore bianco.

Sacco da 25 Kg

Cod. 11004956

€46,49

€39,⁵²

-15%



Moldano

CLASSE III

Colore azzurro.

Sacchetto da 4,5 Kg

Cod. 10059752

€17,79

€12,⁹⁹

-27%



INDUSTRIA ZINGARDI

Magicwhite

CLASSE IV
Colore bianco.

Busta da 5 Kg

Cod. 10067486

€ 32,99

€ 29,⁶⁹

Fusto da 25 Kg

Cod. 10058530

€ 94,49

€ 89,⁷⁷

fino al
-10%



Zeus Stone

CLASSE IV
Colore giallo.

Busta da 5 Kg

Cod. 13003965

€ 22,99

€ 21,⁸⁴

Fusto da 25 Kg

Cod. 13003862

€ 70,99

€ 67,⁴⁴

fino al
-10%



KERR

Snow White Plaster No.2

CLASSE II
Colore bianco.

Fustino da 4 Kg

Cod. 10059578

€ 39,49

€ 30,⁸⁰

Fusto da 18 Kg

Cod. 10066929

€ 97,99

€ 76,⁴³

-22%



Hydrock

CLASSE IV
Colore bianco.

Fustino da 5 Kg

Bianco Cod. 10040431

Giallo Cod. 10040432

€ 30,99

€ 24,¹⁷

Cartone da 25 Kg

Bianco Cod. 10040428

Giallo Cod. 10040430

€ 75,99

€ 59,²⁷

-22%



GC

Fujirock EP CLASSIC

CLASSE IV
Colore marrone dorato.

Fustino da 5 Kg

Cod. 10025165

€ 54,49

€ 43,⁵⁹

Fusto da 12 Kg

Cod. 10066601

€ 97,49

€ 77,⁹⁹

-20%



Fujirock EP PREMIUM

CLASSE IV

Fustino da 5 Kg

Bianco Polar

Inca Brown

Cod. 10047007

Cod. 10066604

€ 44,49

€ 35,⁵⁹

Fusto da 11 Kg

Giallo pastello

Cod. 10066603

€ 95,49

€ 76,³⁹

-20%



ZHERMACK

Elite Model

CLASSE III
Colore giallo.

Sacco da 25 Kg

Cod. 10015062

€ 60,49

€ 45,³⁷



Elite Arti

CLASSE III
Colore bianco.

Sacco da 25 Kg

Cod. 10020260

€ 76,49

€ 57,³⁷



Elite Stone

CLASSE IV
Colore brown.

Busta da 3 Kg

Cod. 10011365

€ 21,49

€ 17,⁶²



fino al
- 25%

Elite Model FAST

CLASSE III
Colore light cream.

Sacco da 25 Kg

Cod. 10019149

€ 60,49

€ 49,⁶⁰



Elite Arti FAST

CLASSE III
Colore bianco.

Sacco da 25 Kg

Cod. 10066920

€ 76,49

€ 57,³⁷



Fusto da 25 Kg

Cod. 10022331

€ 89,49

€ 73,³⁸

HENRY SCHEIN®
PRODUCTS

Isolante per gesso

Per tutti i tipi di gesso.
Indicato per modelli con monconi sfilabili
e per la tecnica Split-Cast.

Flacone da 1 litro

Cod. 13004581

€ 31,99

€ 19,¹⁹

- 40%

Eurosil Max Lab²

Silicone per condensazione. Colore blu.

Barattolo da 10 Kg

Cod. 13006532

€ 96,49

€ 62,⁷²

Catalizzatore da 60 ml

Cod. 13012219

€ 18,29

€ 11,⁸⁹

- 35%



Z-Dupe Silicone

Massa per duplicazione del modello.
Colore arancione.

Confezione da 2 Kg

Cod. 13004887

€ 68,99

€ 44,⁸⁴

- 35%



Lab Silicone

Silicone per addizione.
Colore blu.

Confezione da 1,8 Kg

Cod. 13004934

€ 46,49

€ 30,²²



- 35%

ZHERMACK

ZetaLabor

Silicone per condensazione.
Colore grigio.

Barattolo da 5 Kg + 2 catalizzatori

Cod. 10009613

€ 93,49

€ 72,92

- 22%



Gingifast Rigid

Silicone per la riproduzione della gengiva sui modelli.
Colore rosa.

2 cartucce da 50 ml

Cod. 10016117

€ 47,99

€ 37,43

- 22%



HENRY SCHEIN®
PRODUCTS

Resina in placche

Fotopolimerizzabile, spessore 2,3 mm

Confezione da 50 placche

€ 62,49

€ 43,74

- 30%



Rosa sup.	Rosa inf.	Natural sup.	Natural inf.
13000089	13000090	13000087	13000088

ZHERMACK

Elite Transparent

Per la realizzazione di mascherine in silicone trasparente.
Durezza finale 72 Shore-A

Cartuccia da 50 ml + accessori

Cod. 10014788

€ 30,99

€ 24,17

- 22%



DETAX

Easyform LC Gel

Resina composita calcinabile, fotopolimerizzabile priva di PMMA
per modellazione. Colore rosso.

3 siringhe da 3 g cad. + accessori

Cod. 10046546

€ 75,49

€ 58,88

- 22%



YETI DENTAL

Solibond C Plus

Lega in Cromo-Cobalto.

Confezione da 1 Kg

Cod. 10067095

€ 283,99

€ 212,99

- 25%



HENRY SCHEIN®
PRODUCTS

HS-Vest

Rivestimento universale a base fosfatica.

35 buste da 160 g cad. (5,6 Kg)

Cod. 13005272

€ 65,49

€ 42,57

- 35%

Liquido da 1000 ml

Cod. 13005273

€ 15,79

€ 10,26



Ossido di alluminio

Puro al 99,75%.

Tanica da 5 Kg

€ 27,99

€ 18,19

- 35%



50 µ	110 µ	150 µ	250 µ
13004600	13004601	13004602	13004603

RENERT

Ossido di alluminio Cobra

Puro al 99,75%.

Tanica da 5 Kg

50 µ - bianco

Cod. 10048331

90 µ - bianco

Cod. 10047829

125 µ - rosa

Cod. 10061447

€ 50,49

€ 35,34

-30%



RHEIN83

Cement OT CEM

Cemento composito microibrido bicomponente, auto-foto indurente radiopaco automiscelante particolarmente indicato per l'incollaggio di metalli, attacchi, inlay, onlay, corone e ponti.

Siringa da 5 ml + accessori

Cod. 10047003

€ 59,49

€ 42,83

-28%



MEDENTIS MEDICAL

ICX Cappette Locator

Sistema per la realizzazione di attacchi, per tutte le tipologie protesiche.

Confezione da 4 cappette

Rosa	Verde	Trasparente
10064122	10064123	10064124
Blu	Rosso	Nero
10064125	10064126	10064127

-50%

€ 33,49

€ 16,75



RHEIN83

Cappette OT CAP

Per tutte le tipologie protesiche.

Confezione da 6 cappette ritentive

Normo Ø 2,5 mm

Bianco	Rosa	Giallo	Verde	Nero per laboratorio
10210001	10201888	10000095	10003872	10008844

Micro Ø 1,8 mm

Bianco	Rosa	Giallo	Verde	Nero per laboratorio
10210002	10208795	10204479	10003873	10008845

Normo Ø 2,5 mm con foro interno ridotto per sfere Ø 2,25 mm

Giallo	V. acqua	Arancione
10042927	10201879	10018328

Micro Ø 1,8 mm con foro interno ridotto per sfere Ø 1,6 mm

V. acqua	Arancione
10001285	10018328



€ 29,99

€ 21,89

-27%

Cappette OT EQUATOR calcinabili

Confezione da 4 cappette ritentive

Viola forte 2,7 Kg	Bianco standard 1,8 Kg	Rosa soft 1,2 Kg	Giallo X-soft 0,6 Kg	Nero per laboratorio
10034653	10034654	10034655	10034656	10039034

€ 31,99

€ 23,35

€ 16,29

€ 11,89

Contentitore inox per cappette - 2 pz.

Cod. 10036183

€ 22,99

€ 16,78

-27%



Sfera cava ricostruttiva

Kit contenente:

2 sfere cave in Titanio con rivestimento TiN

2 cappette rosa (ritenzione soft)

1 inseritore,

1 calibratore e porta strip

Ø 1,8 mm

Cod. 10002840

Ø 2,5 mm

Cod. 10022229

€ 111,99

€ 81,75



-27%

Pivot Block TIPO MICRO

Perni endocanalari in titanio per overdenture.

Sfera Ø 1,8 mm.

Confezione da 5 perni

7 mm Cod. 10007611

9 mm Cod. 10005260

10 mm Cod. 10014388

-27%

€ 44,49

€ 32,48



Scopri le soluzioni **Cerasmart 270 for Cerec**

Blocchetto di ceramica ibrida per CAD/CAM
ad assorbimento di forze

Confezione da 5 blocchetti

Misure:

12 (15 x 12 x 10 mm)

14 (18 x 14 x 12 mm)

14L (18 x 14 x 14 mm)



- 25%

HIGH TRASLUCENT

	HT A1	HT A2	HT A3	HT A3,5
12	10067583	10067584	10067585	10067586
14	10067587	10067588	10067589	10067590
14L	10067591	10067592	10067593	10067594

LOW TRASLUCENT

	LT A1	LT A2	LT A3	LT A3,5
12	10067595	10067596	10067597	10067598
14	10067599	10067600	10067601	10067602
14L	10067603	10067604	10067605	10067606

Misura 12

€ 144,99

€ 108,74

Misura 14

€ 157,99

€ 118,49

Misura 14L

€ 170,99

€ 128,24

Optiglaze

Rivestimento protettivo
fotopolimerizzabile
con nanoriempitivo

Flacone da 15 ml

- 20%

Cod. 10028171

€ 61,99

€ 49,59

**Pattern Resin LS KIT**

Resina per modellazione
a bassa contrazione

Polvere da 100 g
+ liquido da 100 g

- 25%

Cod. 10004306

€ 115,49

€ 86,62



 HENRY SCHEIN®
PRODUCTS

Acryl Cold

Resina acrilica autopolimerizzante.

Polvere rosa 500 g

Cod. 13004931

€ 40,99

€ 28,69

Liquido 500 ml

Cod. 13004933

€ 36,49

€ 25,54



- 30%

KULZER**Resine per protesi mobile**

Polvere rosa 500 g

Cod. 11000641

€ 88,49

€ 70,79

Liquido 500 ml

Cod. 10050967

€ 61,49

€ 47,35

fino al
- 23%**TISSI DENTAL****Pentola per polimerizzazione**

Pentola a pressione per la polimerizzazione delle resine a freddo.

Cod. 10067347

€ 275,97

€ 186,99

**IVOCLAR****Probase Cold**

Polvere rosa venato 2x500 g

Cod. 10062173

€ 145,99

€ 90,80

Liquido 1000 ml

Cod. 10067066

€ 102,99

€ 75,35

fino al
- 37%

HENRY SCHEIN[®]
PRODUCTS**Cera universale**

Spessore 1,25 mm
Confezione da 500 g
Cod. 13004942
€ 12,49

€ 8,¹²



- 35%

KEMDENT**Cera Tenatex**

Spessore 1,25 mm
Confezione da 2,5 Kg
Cod. 10066934
€ 60,49

€ 54,⁴⁴



- 10%

KULZER**Signum composite**

Colori opachi
Siringa da 3 g

€ 36,49

€ 29,¹⁹



- 20%

OA1	OA2	OA3	OP Rosa
10041223	10027112	10021612	10022790

SHOFU**Lite Art**

Supercolori in pasta fotopolimerizzabili.
Siringa da 1 ml

€ 25,99

€ 22,⁰⁹



- 15%

Yellow	Red Brown	White	Black Brown
10052949	10054343	10050211	10056151

Altri codici su webstore

GC**Optiglaze color**

Colori fotopolimerizzabili per caratterizzazione.

Flacone da 2,6 ml

A Plus	B plus	C plus	White	Yellow
10044036	10047643	10044037	10047479	10045110
Orange	Red Brown	Olive	Grey	Blue
10044038	10044039	10054610	10044661	10047642

Flacone da 5 ml

Clear
Clear HV

Cod. 10045113

Cod. 10046006

€ 72,79

€ 54,⁵⁹



- 25%

SHOFU**Ceramage UP 8 COLOR SET**

Composito fotopolimerizzante micro-ibrido fluido

Assortimento base per la realizzazione di restauri nei colori da A1 ad A4, B2, B3 e C2

Cod. 10058232

PREZZO PROMO

€ 1.959,⁹⁹

**KURARAY NORITAKE****CZR Cerabien Glaze**

Confezione da 5 g
Cod. 10062246

€ 87,99

€ 70,³⁹



- 20%

IVOCLAR**IPS Ivocolor Glaze Paste**

Confezione da 9 g
Cod. 13009936

€ 133,99

€ 120,⁵⁹



- 10%



be first!

**HeraCeram cre-active
masse 2D & 3D per la personalizzazione estetica delle ceramiche**

L'attesa è finita.

Finalmente una soluzione di finitura estetica che soddisfa gli elevati standard di Kulzer:

Sono arrivati gli HeraCeram cre-active!

Una gamma versatile di masse 2D e 3D di altissima qualità – ideali per qualunque tecnica, dalla colorazione standard alla tecnica ibrida micro-layering. Per restauri monolitici in biossido di zirconio o disilicato di litio. Per applicazioni ibride in combinazione con tutte le linee di ceramica HeraCeram. Per una finitura perfetta bianca e rosa.

Per principianti e per maestri dell'estetica dentale.

TRIAL KIT HERACERAM CRE-ACTIVE



€349^{,00}

Cod. 10069325

Contenuto:

10 masse (OTA 3D, OS 3D, Glaze 2D, Cacao 2D, Pacific 2D, Body A 2D, Milk 2D, Aubergine 2D, Peanut 2D e Amber 2D),
1 liquido e 2 pennelli

Acquista il tuo **trial kit**
compilando il form qui >>
e ricevi

in **SCONTO MERCE**
il link al video-corso dell'Odt.
Pasquale Casaburo
per ottimizzare il tuo lavoro
con le nuove masse
del Trial kit.



HeraCeram® created by Kulzer
cre-active



Be cre-active
with HeraCeram cre-active.

kulzer-dental.it/heraceram-creactive



Scopri di più:



Scopri i codici:



VINTAGE
Art
Universal

- Indicato per tutte le comuni ceramiche dentali, incluso l'ossido di zirconio
- Ampliamento delle opzioni creative
- Effetti tridimensionali naturali
- Utilizzabile per la tecnica di pittura
- Viscosità regolabile individualmente
- Elevata capacità coprente, anche con spessori molto sottili



Basic Color Set

Cod. 10065608

€ 510,00 ~~€ 523,00~~

Confezione singola € 30,49

1 pezzo 3 pezzi

€ 27,44 € 78,00 tot.

Yamamoto Liquid

Cod. 10065374

€ 85,49 ~~€ 94,99~~

SHOFU

Ceraresin Bond 1&2

Sistema adesivo universale bicomponente per l'adesione dei compositi fotopolimerizzabili

Bond 1 da 6 ml + Bond 2 da 5 ml

Cod. 10048204

€ 193,99

€ 164,89

- 15%



DENTAURUM

Orthocryl

Resina autopolimerizzante per la realizzazione di apparecchi rimovibili.

Confezione da 1 Kg

Cod. 14131680

€ 95,49

€ 71,62

- 25%



RENFERT

Help:ex Plaque F

Per la pulizia di protesi e apparecchi ortodontici.

Confezione da 4 flaconi da 1 litro cad.

Cod. 10058250

€ 92,49

€ 64,74

- 30%



SHOFU

Dura-Green DIA HP

Punte abrasive diamantate indicate per la lavorazione di tutte le superfici ceramiche.

Confezione da 3 pz.

Cod. 10051325

€ 39,49

€ 33,57

- 15%



Denture Adjustment Polishing

Peroni in silicone per la sgrassatura e la rifinitura di resine acriliche.

KIT:

- 1 perone per sgrassatura colore verde
- 3 peroni per finitura colore grigio
- 1 perone per lucidatura colore giallo
- 1 fresone in tungsteno

Cod. 13004606

€ 33,99

€ 22,09**- 35%**

Grana grossa (verde)

Cod. 13004607

Grana media (grigio)

Cod. 13004608

Grana fine (giallo)

Cod. 13004609

€ 14,79

€ 9,61**- 35%****IDENTOFLEX****Peroni in silicone LAB MIN**

Per la finitura e la lucidatura di resine acriliche di palati, scheletrati, bites e placche ortodontiche.

Confezione da 12 fiamme + 1 mandrino

Marrone (1° passaggio)

Cod. 11000145

Grigio (2° passaggio)

Cod. 11006344

€ 60,99

€ 48,79**- 20%****Peroni in silicone SAP**

Per la finitura e la lucidatura di resine acriliche di palati, scheletrati, bites e placche ortodontiche.

Confezione da 6 peroni**Cod. 10000322**

€ 31,99

€ 26,23**- 18%****-50%**

HENRY SCHEIN®

Resine per stampa 3D Zirlux®

Resina per stampa
di modelli
Colore Avorio

1 Kg

Cod. 10067675

Listino € 83,00

€ 41,50**NEW**

Resina per stampa
di bite notturni e
splint - Rigida

1 Kg

Cod. 10069469

Listino € 442,00

€ 221,00

Resina per stampa
di guide chirurgiche

1 Kg

Cod. 10067673

Listino € 249,60

€ 124,80

Resina per stampa
di modelli
Colore: Grigio chiaro

1 Kg

Cod. 10067676

Listino € 83,00

€ 41,50**NEW**

Resina per stampa
di bite notturni e
splint - Flessibile

1 Kg

Cod. 10069468

Listino € 442,00

€ 221,00

Resina per stampa
di mascherine
gingivali

0,5 Kg

Cod. 10067674

Listino € 182,00

€ 91,00

VITA

x 3
confezioni
a scelta

- 30%

VITA ENAMIC®

- l'esclusiva ceramica ibrida a livello mondiale con struttura a reticolo ceramico e polimerico duale
- disponibile come variante mono e multicromatica fino a 3 livelli di traslucenza



VITA ENAMIC - Dimensione mm 8x10x15							PREZZO PROMO
EM10	0M1	1M1	1M2	2M2	3M2		
HT x 5 pz.	-	10053325	10068879	10046209	10046210	€ 137,79	€ 96,45 cad.
VITA ENAMIC - Dimensione mm 12x14x18							PREZZO PROMO
EM14	0M1	1M1	1M2	2M2	3M2		
HT x 5 pz.	11339591	11339592	10042143	10042141	10042004	€ 157,19	€ 110,03 cad.
T x 5 pz.	10068876	10068877	10068878	10049503	10042283		

VITA ENAMIC® multiColor

- riabilitazioni coronali estetiche con vivace gioco di colori e luci
- faccette sottili (No-Prep) per ricostruzioni cosmetiche



VITA ENAMIC MULTICOLOR - Dimensione mm 12x14x18							PREZZO PROMO
EMC14	1M1	1M2	2M2	3M2	4M2		
HT x 5 pz.	11343659	10061163	10050868	10057928	11343663	€ 197,49	€ 138,24 cad.

VITA CAD-Temp® monoColor

- composito in poliacrilato ad alta reticolazione con microparticelle di carica per la realizzazione di provvisori di riabilitazione
- provvisori nel settore posteriore



VITA CAD-TEMP MONOCOLOR - Dimensione mm 15,5x19x39						PREZZO PROMO
	1M2T	2M2T	3M2T			
CT 55 x 1 pz.	10048234	10054307	10067862	€ 47,99		€ 33,59 cad.
CT 40 x 2 pz.	10048340	10049610	10048103	€ 60,29		€ 44,20 cad.
CT 40 x 10 pz.	10059504	10061223	10059505	€ 250,99		€ 175,69 cad.

VITA CAD-Temp® multiColor

- composito in poliacrilato ad alta reticolazione con microparticelle di carica per la realizzazione di provvisori di riabilitazione
- provvisori nel settore frontale



VITA CAD-TEMP MULTICOLOR - Dimensione mm 15,5x19x39						PREZZO PROMO
	1M2T	2M2T	3M2T			
CTM 40 x 2 pz.	13005701	10045522	10049778	€ 74,49		€ 52,14 cad.
CTM 40 x 10 pz.	-	10045998	13005706	€ 328,49		€ 229,94 cad.
VITA CAD-TEMP MULTICOLOR - Dimensione mm 18x40x85						PREZZO PROMO
	1M2T	2M2T	3M2T			
CTM 85 x 1 pz.	11341026	11341027	10046000	€ 157,19		€ 110,03 cad.

VITABLOCS® TriLuxe Forte

- riabilitazioni estetiche grazie ad un materiale con brillanti giochi di colori e luci
- corone e faccette altamente estetiche in zone visibili



VITABLOCS TRILUXE FORTE						PREZZO PROMO
	1M2C	2M2C	3M2C			
TF 12 - mm 10x12x15 x 5 pz.	10046995	10042277	10057926	€ 103,09		€ 72,16 cad.
TF 14 - mm 12x14x18 x 5 pz.	10049557	10045279	10057927	€ 119,39		€ 83,57 cad.
TF 14/14 - mm 14x14x18 x 5 pz.	10068880	10054887	10045005	€ 140,79		€ 98,55 cad.

VITA



VITA V60 i-Line® PLUS

Il forno VITA V60 i-Line Plus è focalizzato su due aspetti centrali: risultati di cottura eccellenti e semplicità d'impiego. La gamma di funzioni ridotte all'essenziale e l'im-battibile rapporto prezzo-prestazioni sono indice di efficienza e funzionalità.



Display touch, pratico e intuitivo



Pompa per il vuoto 230 V

oltre
- 20%

PACCHETTO PROMO

Forno V60 i-Line PLUS (Cod. 10065681)
+ Pompa per il vuoto 230 V (Cod. 10065682)
 Listino (€ 4.314,60 + € 698,70)

€ 3.999,00

Listino € 5.013,30

VITA Easyshade V

Spettrofotometro digitale per la determinazione del colore dei denti naturali e sottoposti a sbiancamento, nonché di restauri con rivestimento ceramico. È indicato sia per la presa del colore dei denti sul paziente da parte dell'odontoiatra e dell'igienista in studio, che per l'elaborazione di dettaglio di soluzioni riabilitative altamente estetiche da parte dell'odontotecnico. Display touch a colori e grazie alla pratica App VITA mobileAssist il trasferimento delle informazioni sul colore dei denti tra studio e laboratorio è semplice ed efficiente. Tutte le informazioni rilevanti sul colore dei denti e fotografie dei pazienti possono essere trasmesse comodamente in modalità mobile con uno smartphone o un tablet.

Cod. 10063623



Selezione errata del colore del dente?
 Un problema che appartiene al passato.

VITA Easyshade LITE, la scala colori in un clic!

È un dispositivo digitale per la presa del colore, in maniera sicura, affidabile e semplice che affianca l'affidabile VITA Easyshade V. VITA Easyshade LITE consente infatti di misurare in modo semplice e preciso la colorazione dei denti naturali, la quale viene mostrata sul display del dispositivo in soli due secondi grazie a una tecnologia basata su uno spettrofotometro ad alta precisione, è una scala colori in versione digitale!

Cod. 10064369



DENTI MFT®

Denti multifunzionali in polimero HC per solide protesi totali e parziali.

Per forme, colori e codici
 visita il nostro webstore



€ 10,99

10 stecche

€ 8,79
cad.

- 20%

25 stecche

€ 7,69
cad.

- 30%

VITA – perfect match.

SAESHIN**Strong 210**

Micromotore a spazzole, dalle ottime prestazioni, ideale per piccole rifiniture di resina e gesso.

€ 250,00

€ 128,77

**SILFRADENT****K 30S**

Micromotore a spazzole, si contraddistingue per l'elevata potenza e durata.

€ 450,00

€ 300,00

**MARATHON****Eco 450**

Micromotore a doppia funzione: da banco e a pedale.

Cod. 10061213

€ 460,00

€ 315,07

**DE GIORGI****Prime 407**

Micromotore ad induzione dalle elevate prestazioni.

Cod. 10061437

€ 790,00

€ 536,03

**SILFRADENT****Ion K35**

Micromotore senza spazzole, elettronico, con alimentatore a pedale.

Cod. 10059217

€ 940,00

€ 615,73

**KAVO****K5 Plus**

Motore ad induzione con torque potenziato, dal funzionamento preciso e silenzioso.

Cod. 10040705

€ 2.197,00

€ 1.374,59



EFFEGI BREGA

Vapor Klein VK 300

Generatore di acqua/vapore con elevate prestazioni.

Cod. 10067332

€ 2.100,00

€ 1.903,²⁵



EFFEGI BREGA

Vapor Klein VK 500 touch

Questo vaporizzatore ha la possibilità di impostare la pressione d'esercizio fino a 8 bar

€ 2.760,00

€ 2.503,⁸⁴



SILFRADENT

EV5

Vaporiera portatile Evolution EV 5 compatta e funzionale. Non necessita della connessione alla rete idrica.

Cod. 50011343

€ 1.233,00

€ 806,³⁰



NABERTHERM

LHT 01/17 D

Forno per la sinterizzazione di ponti e corone in ossido di zirconio.

€ 8.380,00

€ 5.743,⁸⁴



SILFRADENT

Easy Sand

Sabbiatrice ergonomica di nuova generazione che permette di eseguire tutte le operazioni di precisione e sgrossatura.

Cod. 10037050

€ 1.450,00

€ 913,⁷⁰



RENFERT

Basic Classic

Piccola sabbiatrice modulare dotata di 2 serbatoi.

Cod. 10063238

€ 1.382,50

€ 1.028,⁸⁶



MARATHON**Denstar 160**

Bunsen elettronico ad induzione elettromagnetica: riscalda la punta in meno di 2 sec

Cod. 10053123

€ 230,00

€ 178,08

**ERKODENT****Erkoform 3D Motion**

Termoformatrice digitale con vuoto e processo di termoformatura automatica senza l'ausilio di aria compressa.

Cod. 10048440

€ 2.619,72

€ 1.877,44

**AMANN GIRRBACH****Articolatori**

- 10%

TIP BN

Articolatore di tipo Non Arcon con sfera condilare nella parte del mascellare superiore e la superficie di guida condilare nella parte inferiore dell'articolatore.

Cod. 10068159

€ 379,00

€ 341,10

**TIP CR**

Articolatore di tipo Arcon si rifà al modello anatomico con sfera condilare nella parte del mascellare inferiore e la superficie di guida condilare nella parte superiore dell'articolatore.

Cod. 10068158

€ 1.790,00

€ 1.611,00

**TIP CP/CPR**

Articolatore di tipo Arcon si rifà al modello anatomico, con sfera condilare nella parte del mascellare inferiore e la superficie di guida condilare nella parte superiore dell'articolatore.

Cod. 10068157

€ 1.390,00

€ 1.251,00

**TIP CT**

Articolatore di tipo Non Arcon con sfera condilare nella parte del mascellare superiore e la superficie di guida condilare nella parte inferiore dell'articolatore.

Cod. 10068156

€ 749,00

€ 674,10

**TIP CN**

Articolatore di tipo Non Arcon con sfera condilare nella parte del mascellare superiore e la superficie di guida condilare nella parte inferiore dell'articolatore.

Cod. 10068155

€ 529,00

€ 476,10

**ARCO FACCIALE**

Arco facciale per il fissaggio anatomicamente corretto della relazione cranio-assiale.

Cod. 10068228

€ 929,00

€ 836,10



Scopri la gamma di fresatori Amann Girrbach a pag. 23



AMANN GIRRBACH



vhf digital solutions

Let your work flow:
entra nel futuro digitale con
Myvhf e Dentalcam 9

I processi digitali sono diventati una parte essenziale della moderna produzione dentale e allo stesso tempo, le richieste di efficienza e facilità d'uso continuano a crescere.

Con le **nuove soluzioni digitali VHF** questa visione diventa realtà. Fresatori, software e dati sono connessi creando un flusso di lavoro fluido ed efficiente.

DentalCam 9

Questo software completamente riprogettato offre un nuovo livello di automazione e comodità. Rispetto alla versione precedente, si beneficia di tempi di funzionamento e lavorazione ancora più intuitivi, fino al 20% più brevi.

Dentalcnc 9

Il software di controllo della macchina per la produzione e lo scambio dati con il mio VHF.



Myvhf

La piattaforma software per il monitoraggio, l'analisi e altri servizi legati alle macchine. Riunisce tutte le informazioni rilevanti, è sempre disponibile e accessibile su qualsiasi dispositivo sia tramite browser web che tramite l'app. Dotata anche di chatbox con IA disponibile 7 giorni su 7 e h24.

Le soluzioni digitali VHF creano un flusso di lavoro digitale completamente connesso.



Più veloce

Funzioni automatizzate e macchine sempre connesse.



Più trasparente

Panoramica in tempo reale dei processi e dello stato delle macchine.



Più semplice

Interfaccia utente semplice e intuitiva.



AMANNGIRRBACH

Con marchi rinomati come Artex, Ceramill e Zolid, Amann Girschbach si posiziona tra i leader del settore per quanto riguarda le attrezzature e i materiali per restauri dentali.

L'intera produzione avviene presso la sede centrale in Austria, garantendo così un controllo diretto e rigoroso sulla qualità.

Ceramill® motion air

Fresatore a 5 assi simultanei con supporto C-Clamp integrato. Sviluppato appositamente per la fresatura a secco con l'obiettivo di eseguire questa operazione con precisione e velocità straordinarie. I materiali lavorabili sono: zirconio, PMMA, composito, cera e PEEK.

Il compressore è integrato nella macchina con pannello di controllo touch, calibrazione automatica, promemoria di manutenzione e telecamera integrata per un'eventuale supporto da remoto rapido e preciso.



Ceramill® motion 3 air

Fresatore a 5 assi simultanei con installazione plug-and-play grazie al compressore integrato ed intuitivo touchscreen da 10" che guida gli utenti attraverso tutti i processi, manutenzione compresa. Grazie alla tecnologia RFID il fresatore riconosce i supporti e gli utensili inseriti in base ai lavori programmati e si avvia solo quando tutti i componenti sono posizionati correttamente. La camera di fresatura ottimizzata consente d'eseguire la pulizia e la manutenzione nel minor tempo possibile e l'ampia gamma di materiali, dai grezzi in plastica e zirconio ai blocchi in ceramica, Ti-Forms e metalli sintetizzati, consente un'ampia varietà di indicazioni cliniche.



Ceramill® matron

Fresatore a 5 assi simultanei con passaggio secco-umido automatico e autopulente. Il braccio Vmax per lavorare a 45°, il cambio utensili retrattile Performance Blank Changer, la gestione degli utensili e dei grezzi supportata da RFID nonché i flussi di lavoro guidati dal display touch da 21,5" rendono questa macchina la giusta scelta per chi desidera promuovere la digitalizzazione del proprio flusso di lavoro protesico con esigenze di qualità ed economicità.



Ceramill® matron core

Versione compatta della Ceramill Matron, non è dotata di blank changer e può quindi essere installata su una superficie compatta. Il design robusto con una rigidità migliorata e il braccio Vmax per lavorare a 45° rendono Ceramill Matron Core una risorsa unica nel campo della lavorazione dei metalli: fresa CoCr e titanio con velocità e precisione uniche. Lo SnapMag, un portautensili magnetico intercambiabile a 11 posizioni, combinato con la tecnologia RFID, rende il cambio degli utensili facile e veloce.

È possibile inserire facilmente un numero illimitato di frese.



RICHIEDI UN
PREVENTIVO



GRANDE
NOVITÀ

HENRY SCHEIN®
DENTAL VILLAGE


AESTHETIC ZONE




HIGH TECH



EQUIPMENT



MUSEUM



TI ASPETTIAMO
TRA LE COLLINE DI

FIUMANNA DI
PREDAPPIO (FC)



Un luogo dove scoprire e testare le nuove tecnologie,
creare sinergie con altri professionisti e vivere un'esperienza
che unisce formazione, innovazione e networking.

2.000 mq di area espositiva con oltre 53 tra i più
importanti brand del settore, un'esposizione permanente,
sale corsi teorico-pratiche e un Dental Museum dedicato
alla storia e all'evoluzione dell'odontoiatria.

TI ASPETTIAMO !



HENRY SCHEIN®
International Academy
Learn and have fun!