essentials

everyday supplies. everyday value.



Per ordinare visitare il sito:

Dentaltrey.it

ESSENTIALS guanti da esaminazione in nitrile

Maggiore aderenza
e protezione.



NOVITÀ

Per ordinare visitare il sito:
Dentaltrey.it

essentials
everyday supplies. everyday value.

ESSENTIALS
guanti da esaminazione in nitrile

- Le punte delle dita microtesturizzate garantiscono una presa sicura su strumenti e materiali
- Il polsino con bordino impedisce lo scivolamento, spessore di 0,07 mm sulle dita e 0,05 mm sul palmo
- Senza talco per ridurre il rischio di sensibilità cutanea e respiratoria
- Design morbido, confortevole e ambidestro
- Monouso
- Non sterili
- Non realizzati con lattice di gomma naturale



DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE 1
CONFORME AL REGOLAMENTO UE N. 2017/745
SUI DISPOSITIVI MEDICI (MDR)
E ALLE NORME EN 455-1/2/3/4 E ASTM D6319 • AQL 1,5

MD NON STERILE

Guanti da esaminazione in nitrile Essentials (Blu)

XS	confezione da 100 pezzi	(10067357)
S	confezione da 100 pezzi	(10067358)
M	confezione da 100 pezzi	(10067359)
L	confezione da 100 pezzi	(10067360)
XL	confezione da 100 pezzi	(10067361)



Per ordinare visitare il sito:
Dentaltrey.it

essentials
everyday supplies. everyday value.

Guanti da esaminazione in lattice senza talco

Confortevoli, affidabili e facili da indossare



NOVITÀ!

Per ordinare visitare il sito:
Dentaltrey.it

essentials
everyday supplies. everyday value.

Guanti da esaminazione in lattice senza talco

- Senza talco per ridurre il rischio di dermatiti allergiche
- Clorinati per ridurre l'attrito e facilitare la calzata
- La punta delle dita microtesturizzata migliora la presa e il controllo
- Lunghezza del polsino 2,40 cm, spessore sul palmo 0,05 mm
- Realizzati con lattice di gomma naturale
- Prodotti con il il 100% di energia rinnovabile e materie prime sostenibili
- Non sterili
- Ambidestro



DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I CONFORME AL REGOLAMENTO EU 2017/745 RELATIVO AI DISPOSITIVI MEDICI E CONFORME ALLE NORME EN 455-1/2/3/4 E ASTM D3578

MD NON STERILE LATEX

Guanti da esaminazione in lattice senza talco

MISURA	QUANTITÀ	CODICE ARTICOLO
XS	100/scatola	10068111
S	100/scatola	10068112
M	100/scatola	10068113
L	100/scatola	10068114
XL	100/scatola	10068115



Per ordinare visitare il sito:
Dentaltrey.it

essentials
everyday supplies. everyday value.

Mascherine chirurgiche con elastici auricolari

Protezione affidabile per assistenza quotidiana ai pazienti



Novità!

Per ordinare visitare il sito:
Dentaltrey.it

essentials
everyday supplies everyday value

Mascherine chirurgiche con elastici auricolari

- La mascherina monouso contribuisce a ridurre e prevenire la diffusione delle infezioni
- Resistente ai liquidi per ridurre al minimo il rischio di contaminazione
- Struttura a 3 strati per una protezione extra
- Archetto nasale flessibile lungo tutta la mascherina per una vestibilità aderente e confortevole
- Comodo strato interno per un uso prolungato
- Conforme alla norma EN14683 Tipo IIR
- Non contiene lattice di gomma naturale
- Efficienza di filtrazione batterica (BFE) ≥ 98%

CE MD



Mascherine chirurgiche con elastici auricolari

COLORE	QUANTITÀ	CODICE ARTICOLO
Azzurro	confezione da 50 pezzi	10070252
Verde	confezione da 50 pezzi	10070253



Per ordinare visitare il sito:
Dentaltrey.it

essentials
everyday supplies everyday value

Mascherine chirurgiche con lacci

Protezione affidabile

per assistenza quotidiana ai pazienti




Novità!

Per ordinare visitare il sito:
Dentaltrey.it

essentials
everyday supplies. everyday value.

Mascherine chirurgiche con lacci

- La mascherina monouso contribuisce a ridurre e prevenire la diffusione delle infezioni
- Resistente ai liquidi: riduce al minimo il rischio di contaminazione
- Struttura a 3 strati per una protezione extra
- Stringinaso flessibile per un'aderenza sicura
- Comodo strato interno per un uso prolungato
- Conforme alla norma EN14683 Tipo IIR
- Efficienza di filtrazione batterica (BFE) ≥ 98%



CE MD

Mascherine chirurgiche con lacci

COLORE	PACKAGING	CODICE ARTICOLO
Azzurro	confezione da 50 pezzi	10070254



Per ordinare visitare il sito:
Dentaltrey.it

essentials
everyday supplies. everyday value.

Essentials Salviettine disinfettanti con alcol

Disinfezione rapida ad ampio spettro



Per ordinare visitare il sito:
Dentaltrey.it

essentials
everyday supplies. everyday value.

Salviettine disinfettanti con alcol

- Salviettine **pratiche e pronte all'uso**, facilmente estraibili dal dispenser
- **Disinfettante ad ampio spettro ad azione** rapida, con efficacia microbiologica in 1 minuto
- La formula **a basso contenuto di alcol** è ideale per la pulizia delle superfici dei dispositivi elettronici, inclusi monitor, touchscreen, dispositivi mobili, vetro acrilico, riuniti odontoiatrici, letti ospedalieri e misuratori di pressione
- Ideali per la disinfezione di **piccole superfici lavabili e non porose** in studi dentistici e strutture sanitarie
- **Utilizzabili fino a 28 giorni** dalla prima apertura del contenitore o della ricarica
- **Profumate al limone e prive di fenoli**

CONDIZIONI	CONCENTRAZIONE E TEMPO DI CONTATTO
Efficacia comprovata contro batteri e Candida albicans, testata secondo gli standard EN 13727, EN 13624, EN 16615 e VAH, anche in condizioni di sporco	Conc. 1 min.
Efficace contro i patogeni della tubercolosi (M. terrae) e i micobatteri (M. avium) secondo la norma EN 14348 (in condizioni di sporco)	Conc. 1 min.
Attività virucida limitata contro i virus con involucro (HBV, HIV, HCV) secondo la norma EN 14476 (in condizioni di sporco)	Conc. 1 min.
"Limited virucidal plus" Efficace contro i virus con involucro, inclusi HBV, HIV e HCV	Conc. 1 min.
Efficace contro il Polyomavirus SV40	Conc. 1 min.

INGREDIENTI

100 g di soluzione impregnante contengono 20,0 g di 1-propanolo e 5,0 g di 2-propanolo



ISTRUZIONI PER L'USO

Assicurarsi che tutte le superfici da disinfettare siano completamente bagnate con la soluzione disinfettante.

Lasciare agire il prodotto per il tempo di contatto raccomandato.

Esclusivamente per uso professionale.

Essentials Salviettine disinfettanti con alcol

DESCRIZIONE ARTICOLO	MISURA	CONFEZIONE	CODICE ARTICOLO
Essentials Alcohol Disinfection Wipes Container & Refill Lingue presenti sull'etichetta: EN, DE, NL, IT, ES, PT, PL, CZ	13 x 20	barattolo da 100 salviettine	10069321
Essentials Alcohol Disinfection Wipes Refill Lingue presenti sull'etichetta: EN, DE, NL, IT, ES, PT, PL, CZ.	13 x 20	barattolo da 100 salviettine	10069322



Per ordinare visitare il sito:
Dentaltrey.it

essentials
everyday supplies. everyday value.

26-3882 | 10-13-2026 | REVO


essentials
everyday supplies. everyday value.